

SIKKERHEDSDATABLAD

SIDE 1 AF 4

1. IDENTIFIKATION

Dette sikkerhedsdatablad er til følgende produkter:

PRODUCENT:

Immucor, Inc.

3130 Gateway Drive
Norcross, GA 30071

Producentens telefonnummer: 855-466-8267 (USA og Canada)
770-441-2051

Alarmnummer: 855-466-8267 (USA og Canada)

AUTORISERET REPRÆSENTANT (Europa):

Immucor Medizinische Diagnostik GmbH

Robert-Bosch-Strasse 32
63303 Dreieich

Tyskland

Autoriseret rep. Telefon:

+49 6103 8056-0

Nødtelefon:

+49 6103 8056-0

Produktnavn	Produktkode	Størrelse
Anti-C ^w	0007406	1x2 ml
Anti-Di ^a	0007620	1x2 ml
Anti-Fy ^a	0007591	1 x 5 ml
Anti-Fy ^b	0007594	1 x 5 ml

Produktnavn	Produktkode	Størrelse
Anti-K	0004140	1 x 5 ml
Anti-k	0007537	1 x 5 ml
Anti-Kp ^a	0007540	1x2 ml
Anti-Kp ^b	0007550	1x2 ml
Anti-S	0007454	1 x 5 ml
Anti-s	0007457	1 x 5 ml

Specifik brug: Beregnet til at blive brugt til påvisning og identifikation af visse egenskaber for celle- og serumkomponenter i blod inden transfusion.

2. FAREIDENTIFIKATION

GHS klassificering

Akut toksicitet, oral (kategori 4), H302

Etiket-elementer

Farepiktogram:



GHS07

Signalord: Advarsel

Faresætninger: H302 Farlig ved indtagelse.

Sikkerhedssætninger:

P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt
GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag

P264 Vask hænderne grundigt efter brug

P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under
brugen af dette produkt

P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler

Identifikationssystem for farligt materiale (HMIS III)

SUNDHED	0
ANTÆNDELIGHED	0
FYSISK FARE	0
PERSONLIG BESKYTTELSE	B

SIKKERHEDSDATABLAD

SIDE 2 AF 4

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INGREDIENSER

INGREDIENSER	CAS-NUMMER	KONCENTRATION
Oksealbumin	9048-46-8	1-32 %
Natriumazid	26628-22-8	0,1 %

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Indånding: Flyt ud i frisk luft. Hvis personen ikke trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis personen har svært ved at trække vejret, gives ilt. Få straks lægehjælp.

Indtagelse: *UNDLAD* at fremkalde opkastning, medmindre du får instrukser herom af lægepersonale. Giv aldrig en bevidstløs person noget oralt. Få straks lægehjælp.

Øjenkontakt: Skyl omgående øjnene med rigeligt med vand i mindst 15 minutter, mens du ind imellem løfter øverste og nederste øjenlåg. Få straks lægehjælp.

Hudkontakt: Tør det udsatte område, og skyl med rigelige mængder vand og sæbe i 15 minutter. Fjern forurenede tøj og sko. Søg lægehjælp. Vask tøj og sko grundigt, inden det/de bruges igen.

Sygdomme, der eventuelt kan forværres: Ingen kendte.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Flammepunkt: Ikke relevant

Selvantændelsestemperatur: Ikke relevant

Brand- og eksplosionsfarer: Ikke relevant

Brandslukningsmidler: Brug passende brandslukningsmidler til omgivende brand: tørkemikalie, kuldioxid, vandspray eller almindeligt skum.

Særlige brandbekæmpelsesprocedurer: Vær iført passende personligt beskyttelsesudstyr. Bekæmp kun brande, hvis du er korrekt uddannet til at gøre det. Flyt beholdere fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vand til at holde beholdere kølige. Dæmningsvand til brandslukning.

Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer: Undgå indånding af dampe eller støv. Bliv et sted modsat vindretningen.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ikke fastlagt

6. FORHOLDSREGLER VED UTILSIGTET UDSLIP

Handling, der skal tages i tilfælde af materialeudslip eller -spild: Fjern alle antændelseskilder. Rør ikke ved spildt materiale. Stop udslippet, hvis du kan gøre det uden fare. Isolér området, og afvis adgang. Absorber spildet, og anbring brugt absorberende materiale i godkendte beholdere til senere bortskaffelse. Dekontaminer området med et godkendt desinfektionsmiddel. Dæk området med køkkenrulle, og hæld desinfektionsmiddel over området. Tør området, til det er rent og tørt.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering: Der må ikke indtages mad- og drikkevarer, anvendes tobaksprodukter eller lægges makeup i områder, hvor kemikalier opbevares eller håndteres.

Opbevaring: Opbevares væk fra inkompatible stoffer. Opbevares i tæt lukkede beholdere. Undgå kontakt med åbne sår og kropsvæsker. Vask grundigt efter håndtering, og inden du spiser, drikker eller ryger. Overhold føderale, statslige og lokale bestemmelser.

SIKKERHEDSDATABLAD

SIDE 3 AF 4

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig (generel og/eller lokal udsugning) ventilation for at holde eksponering under acceptable luftkoncentrationer.

Øjen-/ansigtsbeskyttelse: Brug kemikaliesikre sikkerhedsbriller og/eller fuld ansigtsskærm, hvor der er mulighed for opløsningssprøjt. Hav en øjenbruser og øjenskylleudstyr i arbejdsområdet.

Hudbeskyttelse: Tøj som f.eks. kitler eller forklæder skal bruges, når der arbejdes med dette materiale. Beskyttelseshandsker skal bruges under håndtering af materialer og/eller overflader, som er potentielt smittefarlige.

Åndedrætsbeskyttelse: Et NIOSH/MSHA-godkendt åndedrætsværn skal bruges, når luftbårne eksponeringer kan overstige OSHA/ACGIH-eksponeringsgrænserne.

Anden/generel beskyttelse: Hætter, operationshuer, støvler og skoovertræk skal bruges i områder med betydelige mængder smittefarlige materialer.

INGREDIENSER	CAS-NUMMER	KONCENTRATION	OSHA PEL-TWA	ACGIH-TWA TLV	ACGIH-STEL/CEIL(C)
Oksealbumin	9048-46-8	1-32 %	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Natriumazid	26628-22-8	0,1 %	Ikke relevant	Ikke relevant	C 0,11 ppm som HN ₃ -damp C 0,29 mg/m ³ som NaN ₃

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand:	flydende	Fordampningshastighed (butylacetat = 1,0):	Ikke relevant
Farve:	lys ravgylden	Damptryk:	18 mm Hg
Lugt:	Ikke relevant	Damptæthed (luft = 1):	Ikke relevant
pH:	6-8	Tæthed:	Ikke fastlagt
Kogepunkt:	212 °F	Specifik vægtfylde (H₂O = 1):	1
Flammepunkt:	Ikke relevant	Opløselighed i vand:	Ikke relevant

Anslåede eksplosionsgrænser (% efter volumen i luft): Lavere eksplosionsgrænse: Ikke relevant Øvre eksplosionsgrænse: Ikke relevant

BEMÆRK: Følgende fysiske og kemiske egenskaber har ingen tilgængelige data: Lugttærskel; Smeltepunkt/frysepunkt; Antændelighed (fast stof, gas); Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand; Selvantændelsestemperatur; Nedbrydningstemperatur; og viskositet.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Kemisk stabilitet:	Stabil
Forhold, der skal undgås:	Ild og overdreven varme. Kan nedbrydes i varme.
Inkompatibilitet:	Benzoylchlorid, kaliumhydroxid, brom, carbondisulfid, chromylchlorid, kobber, dibromomalononitril, dimethylsulfat, bly, bariumcarbonat, svovlsyre, salpetersyre, kraftige syrer og stoffer, der reagerer voldsomt med vand.
Farlige nedbrydningsprodukter:	Når natriumazid opvarmes til nedbrydning, frigør det nitrogengas og natrium, som er eksplosiv. Kuldioxid og kuliite kan dannes, når oksealbumin opvarmes til nedbrydning.
Farlig polymerisering:	Vil ikke forekomme.
Mulighed for farlig reaktion:	Ikke fastlagt.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Akutte virkninger: Dette produkt er fremstillet af humant blod og skal derfor anses for at være i stand til at kunne overføre sygdom. Stoffet irriterer øjne, hud og luftveje. Eksponering over grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering kan påvirke nervesystemet.

Kroniske virkninger: Ingen information fundet.

Anførte kræftfremkaldende stoffer: Ingen.

SIKKERHEDSDATABLAD

SIDE 4 AF 4

12. ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

Ingen tilgængelige data.

13. OVERVEJELSER VED BORTSKAFFELSE

Bortskaf i overensstemmelse med gældende føderale, statslige og lokale regeringsbestemmelser. Affaldsproducenter skal fastslå, om et bortskaffet materiale er klassificeret som farligt affald. USEPA-retningslinjer for fastsættelse af klassificering er anført i 40 CFR del 261.3. Desuden skal affaldsproducenter rådføre sig med statslige og lokale bestemmelser for farligt affald for at sikre fuldstændig og nøjagtig klassificering.

14. OPLYSNINGER OM TRANSPORT

UN/ID-nummer:	Ikke relevant	Transportfareklasse:	Ikke relevant
DOT korrekt	Ikke relevant	Emballagegruppe:	Ikke relevant
forsendelsesnavn:			

15. LOVGIVENDE OPLYSNINGER

TSCA: Alle komponenter i dette produkt er opført på TSCA Inventory.	SARA Titel III: Afsnit 302: Ingen
CERCLA-rapporteringspligtig mængde: Ingen	Afsnit 312: Ingen
Ændringer til ren luft – Farlige luftforureningsstoffer (HAPS): Ingen	Afsnit 313: Ingen
Staten Californiens erklæring 65: Ingen	

CANADA: Disse produkter er blevet klassificeret i overensstemmelse med farekriterierne i bestemmelserne for kontrollerede produkter, og dette sikkerhedsblad indeholder alle oplysninger, der er påkrævet af bestemmelserne for kontrollerede produkter.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Disse produkters (dråbepipetter) emballage kan indeholde tørret naturgummi.

ANSVARSRASKRIVELSE: Oplysningerne heri er baseret på data, der anses som nøjagtige, og som tilbydes uden beregning. Der gives ingen udtrykkelig eller underforstået garanti vedrørende nøjagtigheden af disse data. Erstatningsansvar frasiges udtrykkeligt for tab eller personskaade, der opstår af brugen af disse oplysninger eller brugen af nogen udpegede materialer.

REVISIONSDATO: 1. februar, 2018