

# SIKKERHEDSDATABLAD

SIDE 1 AF 4

## 1. IDENTIFIKATION

*Dette sikkerhedsdatablad er til følgende produkter:*

**PRODUCENT:**

Immucor, Inc.

3130 Gateway Drive

Norcross, GA 30071

**Producentens telefonnummer:** 855-466-8267 (USA og Canada)

770-441-2051

**Alarmnummer:** 855-466-8267 (USA og Canada)

**AUTORISERET REPRÆSENTANT (Europa):**

Immucor Medizinische Diagnostik GmbH

Robert-Bosch-Strasse 32

63303 Dreieich

Germany

**Autoriseret Rep-telefon:** +49 6103 8056-0

**Alarmnummer:** +49 6103 8056-0

| Produktnavn                 | Produktkode | Størrelse |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| Panoscreen I & II           | 0002378     | 2x10 ml   |
| Panoscreen I & II           | 0002380     | 2x10 ml   |
| Panoscreen I & II           | 0002390     | 2x10 ml   |
| Panoscreen I, II & III      | 0002381     | 3x10 ml   |
| Panoscreen C* III           | 0002377     | 3x10 ml   |
| Di(a+) Cell                 | 0005021     | 1x10 ml   |
| Hemantigen                  | 0002223     | 1x10 ml   |
| Referencells A1, A2, B, & O | 0002338     | 4x10 ml   |
| Referencells A1, B          | 0002345     | 2x10 ml   |
| Referencells A2             | 0002342     | 1x10 ml   |
| Kontrolcelle                | 0002224     | 1x10 ml   |
| Kontrolcelle                | 0002225     | 3x10 ml   |
| Kontrolcelle (svag)         | 0002226     | 1x10 ml   |
| Kontrolcelle (svag)         | 0002227     | 3x10 ml   |
| Komplementkontrolceller     | 0007930     | 1x3 ml    |

| Produktnavn                                               | Produktkode | Størrelse             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| DAT Positiv kontrolcelle                                  | 0066122     | 1x10 ml               |
| DAT Positiv kontrolcelle                                  | 0066125     | 4x10 ml               |
| Panocell -20                                              | 0005020     | 20x3 ml               |
| Panocell-16                                               | 0002332     | 16x3 ml               |
| Panocell-10                                               | 0003032     | 12x3 ml               |
| Capture-P Platelet vaske- og opbevaringsopløsning (PWSS)* | 0005035     | 1 liter-pose          |
| RBC-opbevaringsopløsning*                                 | 0005036     | 1 liter-pose          |
| Referencells A1, og B (med stregkode) 2-4 %               | 0006421     | 2x10 ml               |
| Referencells A2, (med stregkode) 2-4 %                    | 0006422     | 1x10 ml               |
| Capture-R Ready Indicator Red Cells (med stregkode)       | 0006427     | 1x11,5 ml/ 2 plader   |
| Capture-R Ready Indicator Red Cells (med stregkode)       | 0006428     | 10x11,5 ml/ 20 plader |
| Capture-P Indicator Red Cells                             | 0066240     | 1x11,5 ml             |
| Capture-CMV Indicator Red Cells                           | 0066238     | 1x11,5 ml/ 2 plader   |

**Specifik brug:** Beregnet til at blive brugt til påvisning og identifikation af visse egenskaber for celle- og serumkomponenter i blod inden transfusion.

\*Henvisninger til humant blod i afsnit 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER gælder ikke for disse produkter.

## 2. FAREIDENTIFIKATION

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [GHS/CLP] og 29 CFR 1910.1200 [OSHA].

### GHS klassificering

Akut toksicitet, oral (kategori 4), H302

### Etiketelementer

**Faresætninger:** H302 Farlig ved indtagelse

**Sikkerhedssætninger:**

P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag

P264 Vask hænderne grundigt efter brug

P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt

P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler

### Identifikationssystem for farligt materiale (HMIS III)

|                       |   |
|-----------------------|---|
| SUNDHED               | 0 |
| ANTÆNDELIGHED         | 0 |
| FYSISK FARE           | 0 |
| PERSONLIG BESKYTTELSE | B |

# SIKKERHEDSDATABLAD

SIDE 2 AF 4

## 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INGREDIENSER

| INGREDIENSER       | CAS-NUMMER | KONCENTRATION   |
|--------------------|------------|-----------------|
| Dextrose (glucose) | 50-99-7    | 1-5 %           |
| Kloramfenicol      | 56-75-7    | 0,25-0,33 mg/ml |
| Neomycinsulfat     | 1405-10-3  | 0,068-0,1 mg/ml |
| Gentamycinsulfat   | 1405-41-0  | 0,05 mg/ml      |

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

**Inhalation:** Ikke en forventet eksponeringsvej.

**Indtagelse:** Skyl munden med vand.

**Kontakt med øjet:** Skyl først med rigeligt vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt at gøre let. Kontakt straks en læge.

**Hudkontakt:** Vask det berørte område med antibakteriel sæbe og varmt vand i flere minutter.

**Medicinske tilstande muligvis forværret:** Personer med glukose- og galaktosemalabsorptionssyndrom og personer med åbenlys diabetes mellitus eller kulhydratintolerance har potentielt en øget risiko for eksponering.

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

**Flammepunkt:** Ikke relevant

**Selvantændelsestemperatur:** Ikke relevant

**Brand- og eksplosionsfarer:** Ikke relevant

**Brandslukningsmidler:** Brug passende brandslukningsmidler til omgivende brand: tørkemikalie, kuldioxid, vandspray eller almindeligt skum.

**Særlige brandbekæmpelsesprocedurer:** Vær iført passende personligt beskyttelsesudstyr. Bekæmp kun brande, hvis du er korrekt uddannet til at gøre det. Flyt beholdere fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vand til at holde beholdere kølige. Dæmningsvand til brandslukning.

**Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer:** Undgå indånding af dampe eller støv. Bliv et sted modsat vindretningen.

**Farlige nedbrydningsprodukter:** Ikke relevant

## 6. FORHOLDSREGLER VED UTILSIGTET UDSLIP

**Handling, der skal træffes, hvis materiale frigives eller spildes:** Rør ikke ved spildt materiale. Stop udslippet, hvis du kan gøre det uden fare. Isolér området. Absorbér spildet, og anbring brugt absorberende materiale i godkendte beholdere til senere bortskaffelse. Dekontaminér området med et godkendt desinfektionsmiddel. Dæk området med køkkenrulle, og hæld desinfektionsmiddel over området. Tør området, til det er rent og tørt.

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

**Håndtering:** Der må ikke indtages mad- og drikkevarer, anvendes tobaksprodukter eller lægges makeup i områder, hvor kemikalier opbevares eller håndteres.

**Opbevaring:** Opbevares væk fra inkompatible stoffer. Opbevares i tæt lukkede beholdere. Undgå kontakt med åbne sår og kropsvæsker. Vask grundigt efter håndtering, og inden du spiser, drikker eller ryger. Overhold føderale, statslige og lokale bestemmelser.

# SIKKERHEDSDATABLAD

SIDE 3 AF 4

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

**Tekniske foranstaltninger:** Sørg for tilstrækkelig (generel og/eller lokal udsugning) ventilation for at holde eksponering under acceptable luftkoncentrationer.

**Øjen-/ansigtsbeskyttelse:** Sikkerhedsbriller, beskyttelsesbriller eller ansigtsskærme bør bæres, når der forventes sprøjt, sprøjtning eller spray af infektiøse materialer.

**Hudbeskyttelse:** Tøj, såsom kitler, forklæder eller laboratoriefrakker anbefales, når du arbejder med potentielt smitsomme materialer. Beskyttelseshandsker skal bruges under håndtering af materialer og/eller overflader, som er potentielt smittefarlige.

**Anden/generel beskyttelse:** Hætte, operationshuer, støvler og skoovertræk skal bruges i områder med betydelige mængder smittefarlige materialer.

| INGREDIENSER       | CAS-NUMMER | KONCENTRATION   | OSHA PEL-TWA  | ACGIH-TWA TLV | ACGIH-STEL/CEIL(C) |
|--------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|
| Dextrose (glucose) | 50-99-7    | 1-5 %           | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant      |
| Kloramfenicol      | 56-75-7    | 0,25-0,33 mg/ml | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant      |
| Neomycinsulfat     | 1405-10-3  | 0,068-0,1 mg/ml | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant      |
| Gentamycinsulfat   | 1405-41-0  | 0,05 mg/ml      | Ikke relevant | Ikke relevant | Ikke relevant      |

## 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

|                                                                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Fysisk tilstand:</b> Flydende                                                                     | <b>Fordampningshastighed (butylacetat = 1,0):</b> Ikke relevant |
| <b>Farve:</b> RRBC's: rød uigennemsigtig<br>PWSS & opbevaringsopløsning: klar                        | <b>Damptryk:</b> 18 mm Hg                                       |
| <b>Lugt:</b> Ikke fastlagt                                                                           | <b>Dampthæthed (luft = 1):</b> Ikke relevant                    |
| <b>pH:</b> 6-8                                                                                       | <b>Tæthed:</b> Ikke fastlagt                                    |
| <b>Kogepunkt:</b> 212 °F                                                                             | <b>Specifik vægtfylde (H<sub>2</sub>O = 1):</b> 1               |
| <b>Flammepunkt:</b> Ikke fastlagt                                                                    | <b>Opløselighed i vand:</b> Ikke relevant                       |
| <b>Anslåede eksplosionsgrænser (% efter volumen i luft): Lavere eksplosionsgrænse: Ikke relevant</b> |                                                                 |
| <b>Øvre eksplosionsgrænse: Ikke relevant</b>                                                         |                                                                 |

**BEMÆRK:** Følgende fysiske og kemiske egenskaber har ingen tilgængelige data: Lugttærskel; Smeltepunkt/frysepunkt; Antændelighed (fast stof, gas); Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand; Selvantændelsestemperatur; Nedbrydningstemperatur; og viskositet.

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

|                                                             |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kemisk stabilitet:</b> Stabil                            |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Forhold, der skal undgås:</b> Ild og overdreven varme.   |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inkompatibilitet:</b> Syre, syrechlorider, syrehydrider. |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Farlige nedbrydningsprodukter:</b>                       | Ved opvarmning til nedbrydning udsender kloramfenicol dampe af nitrogenoxider og klorider. Ved opvarmning til nedbrydning udsender neomycinsulfat og gentamycinsulfat svovloxid-dampe. |
| <b>Farlig polymerisering:</b>                               | Vil ikke forekomme.                                                                                                                                                                    |
| <b>Mulighed for farlig reaktion:</b>                        | Ikke fastlagt.                                                                                                                                                                         |

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akutte/kroniske effekter:</b> | Dette produkt er fremstillet af humant blod og skal derfor anses for at være i stand til at kunne overføre sygdom.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Anførte carcinogener:</b>     | Ingen komponenter, blandinger eller bestanddele er blevet klassificeret som et carcinogen af NTP (det nationale toksicitetsprogram), IARC (det Internationale agentur for kræftforskning), TLV-CAR (tærskelgrænseværdi fastsat af ACGIH), OSHA (Occupational Health and Safety Administration, det amerikanske Arbejdsministeriet) eller 2008/1272/EF (EC CLP). |
| <b>California Prop. 65:</b>      | Neomycinsulfat, 1405-10-3 (udviklingsmæssig). Koncentrationen i dette produkt er ≤ 0,01 %.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# SIKKERHEDSDATABLAD

SIDE 4 AF 4

## 12. ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

Ingen tilgængelige data.

## 13. OVERVEJELSER VED BORTSKAFFELSE

Bortskaf i overensstemmelse med gældende føderale, statslige og lokale regeringsbestemmelser. Affaldsproducenter skal fastslå, om et bortskaffet materiale er klassificeret som farligt affald. USEPA-retningslinjer for fastsættelse af klassificering er anført i 40 CFR del 261.3. Desuden skal affaldsproducenter rådføre sig med statslige og lokale bestemmelser for farligt affald for at sikre fuldstændig og nøjagtig klassificering.

## 14. OPLYSNINGER OM TRANSPORT

|                                      |               |                             |               |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| <b>UN ID-nummer:</b>                 | Ikke relevant | <b>Transportfareklasse:</b> | Ikke relevant |
| <b>DOT korrekt forsendelsesnavn:</b> | Ikke relevant | <b>Emballagegruppe:</b>     | Ikke relevant |

## 15. LOVGIVENDE OPLYSNINGER

|                                                                                                                                             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>TSCA:</b> Alle komponenter i dette produkt er opført på TSCA Inventory.                                                                  | <b>SARA Titel III: Afsnit 302:</b> Ingen |
| <b>CERCLA-rapporteringspligtig mængde:</b> Ingen                                                                                            | <b>Afsnit 312:</b> Ingen                 |
| <b>Ændringer til ren luft – Farlige luftforureningsstoffer (HAPS):</b> Ingen                                                                | <b>Afsnit 313:</b> Ingen                 |
| <b>Staten Californiens erklæring 65:</b> Neomycinsulfat, 1405-10-3 (udviklingsmæssig).<br>Koncentrationen i dette produkt er $\leq 0,01$ %. |                                          |

**CANADA:** Disse produkter er blevet klassificeret i overensstemmelse med farekriterierne i bestemmelserne for kontrollerede produkter, og dette sikkerhedsblad indeholder alle oplysninger, der er påkrævet af bestemmelserne for kontrollerede produkter.

**EUROPÆISK FÆLLESSKAB (EF):** Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i forordning EF nr. 1272/2008, 67/548/EØF og 1999/45/EF.

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

Disse produkters (dråbepipetter) emballage kan indeholde tørret naturgummi.

**ANSVARSRFRASKRIVELSE:** Oplysningerne heri er baseret på data, der anses som nøjagtige, og som tilbydes uden beregning. Der gives ingen udtrykkelig eller underforstået garanti vedrørende nøjagtigheden af disse data. Erstatningsansvar frasiges udtrykkeligt for tab eller personskaade, der opstår fra brugen af disse oplysninger eller brugen af nogen udpegede materialer.

REVISIONSDATO: Januar 11, 2023