

SE SIKKERHEDSDATABLADET

SIDE 1 AF 4

1. IDENTIFIKATION

Dette sikkerhedsdatablad er til følgende produkter:

PRODUCENT:

Immucor, Inc.
3130 Gateway Drive
Norcross, GA 30071

Producentens telefon: 855-466-8267 (USA og Canada)
770-441-2051

Nødtelefon: 855-466-8267 (USA og Canada)

AUTORISERET REPRÆSENTANT (Europa):

Immucor Medizinische Diagnostik GmbH
Robert-Bosch-Strasse 32
63303 Dreieich
Tyskland

Autoriseret rep. Telefonnr.: +49 6103 8056-0

Nødtelefon: +49 6103 8056-0

Produktnavn	Produkt Kode	Størrelse
Capture LISS (stregkodet)	0006419	1x11.5ml/ 1 plade
Capture LISS (stregkodet)	0006420	10x11,5 ml/10 plader

Produktnavn	Produkt Kode	Størrelse
Capture LISS (stregkodet)	0066231	6x57 ml
Capture LISS (stregkode) Kina	0066908	10X11,5 ml

Specifik brug: Beregnet til at blive brugt til påvisning og identifikation af visse egenskaber for celle- og serumkomponenter i blod inden transfusion.

2. FAREIDENTIFIKATION

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [GHS/CLP] og 29 CFR 1910.1200 [OSHA].

GHS klassificering

Akut toksicitet, oral (kategori 4), H302

Etiket-elementer

Farepiktogram:  GHS07

Signalord: Advarsel

Faresætninger: H302 Farlig ved indtagelse.

Sikkerhedssætninger:

P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt
GIFTLINJEN/læge/... i tilfælde af ubehag

P264 Vask hænderne grundigt efter brug

P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under
brugen af dette produkt

P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler

Identifikationssystem for farligt materiale (HMIS III)

SUNDHED	0
ANTÆNDELIGHED	0
FYSISK FARE	0
PERSONLIG BESKYTTELSE	B

SE SIKKERHEDSDATABLADET

SIDE 2 AF 4

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INGREDIENSER

INGREDIENSER	CAS-NUMMER	KONCENTRATION
Glycin	56-40-6	1-10 %
Natriumazid	26628-22-8	0,1 %

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INHALATION: Flyt ud i frisk luft. Hvis personen ikke trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis personen har svært ved at trække vejret, gives ilt. Få straks lægehjælp.

INDTAGELSE: *UNDLAD* at fremkalde opkastning, medmindre du får instrukser herom af lægepersonale. Giv aldrig en bevidstløs person noget oralt. Få straks lægehjælp.

ØJENKONTAKT: Skyl omgående øjnene med rigeligt med vand i mindst 15 minutter, mens du ind imellem løfter øverste og nederste øjenlåg. Få straks lægehjælp.

HUDKONTAKT: Tør det udsatte område, og skyl med rigelige mængder vand og sæbe i 15 minutter. Fjern forurenede tøj og sko. Søg lægehjælp. Vask tøj og sko grundigt, inden det/de bruges igen.

5. BRANDBEKÆMPELSE

FLAMMEPUNKT: Ikke relevant

BRANDSLUKNINGSMIDLER: Brug passende brandslukningsmidler til omgivende brand: tørkemikalie, kuldioxid, vandspray eller almindeligt skum.

SPECIELLE BRANDBEKÆMPELSESPROCEDURER: Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Bekæmp kun brande, hvis du er korrekt uddannet til at gøre det. Flyt beholdere fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vand til at holde beholdere kølige. Dæmningsvand til brandslukning.

USÆDEVANLIGE FARER: Undgå indånding af dampe eller støv. Bliv et sted modsat vindretningen.

6. FORHOLDSREGLER VED UTILSIGTET UDSLIP

TRIN, DER SKAL TAGES, HVIS MATERIALET FRIGIVES ELLER SPILDES: Fjern alle antændelseskilder. Rør ikke ved spildt materiale. Stop udslippet, hvis du kan gøre det uden fare. Isolér området, og afvis adgang. Absorber spildet, og anbring brugt absorberende materiale i godkendte beholdere til senere bortskaffelse. Dekontaminer området med et godkendt desinfektionsmiddel. Dæk området med køkkenrulle, og hæld desinfektionsmiddel over området. Tør området, til det er rent og tørt.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

HÅNDTERING: Håndtering: Der må ikke indtages mad- og drikkevarer, anvendes tobaksprodukter eller lægges makeup i områder, hvor kemikalier opbevares eller håndteres.

OPBEVARING: Opbevaring: Opbevares væk fra inkompatible stoffer. Opbevares i tæt lukkede beholdere. Undgå kontakt med åbne sår og kropsvæsker. Vask grundigt efter håndtering, og inden du spiser, drikker eller ryger. Overhold føderale, statslige og lokale bestemmelser.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

ØJENBESKYTTELSE: Brug kemikaliesikre sikkerhedsbriller og/eller fuld ansigtsskærm, hvor der er mulighed for opløsningsprøjt. Hav en øjenbruser og øjenskylleudstyr i arbejdsområdet.

BEKLÆDNING/HANDSKER: Hudbeskyttelse: Tøj som f.eks. kitler eller forklæder skal bruges, når der arbejdes med dette materiale. Beskyttelseshandsker skal bruges under håndtering af materialer og/eller overflader, som er potentielt smittefarlige.

HOVED-/FODBESKYTTELSE: Anden/generel beskyttelse: Hætter, operationshuer, støvler og skoovertræk skal bruges i områder med betydelige mængder smittefarlige materialer.

ÅNDEDRÆTSBESKYTTELSE: Åndedrætsbeskyttelse: Et NIOSH/MSHA-godkendt åndedrætsværn skal bruges, når luftbårne eksponeringer kan overstige OSHA/ACGIH-eksponeringsgrænserne.

VENTILATION: Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig (generel og/eller lokal udsugning) ventilation for at holde eksponering under acceptable luftkoncentrationer.

SE SIKKERHEDSDATABLADET

SIDE 3 AF 4

INGREDIENSER	CAS-NUMMER	KONCENTRATION	OSHA PEL-TWA	ACGIH-TWA TLV	ACGIH-STEL/CEIL(C)
Glycin	56-40-6	1-10 %	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Natriumazid	26628-22-8	0,1 %	Ikke relevant	Ikke relevant	C 0,11 som HN ₃ -damp C 0,29 som NaN ₃

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Kogepunkt: 212 °F SPECIFIK TYNGDEKRAFT 1 (H₂O=1) pH: 6-8
 KOGEPUNKT: 32 °F % VOLATIL EFER VÆGT: Ikke relevant
 Damptryk: 18 mm Hg FORDAMPNINGSHASTIGHED: Ikke relevant
 DAMPDENSITET: I/R (Luft=1) Opløselighed i vand: Ikke relevant
 VOLATILE ORGANISKE STOFFER: 0 lbs/gal (EPA ref. metoder 24)
 UDSEENDE/LUGT Capture LISS er en klar blå/lilla væske.
 ANSLÆDE EKSPLOSIONSGRÆNSER (% efter volumen i luft): LEL: Ikke relevant UEL: Ikke relevant

BEMÆRK: Følgende fysiske og kemiske egenskaber har ingen tilgængelige data: Lugttærskel;
 Smeltepunkt/frysepunkt; Antændelighed (fast stof, gas); Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand;
 Selvantændelsestemperatur; Nedbrydningstemperatur; og viskositet.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET Stabil Forhold, der skal undgås: Ild og overdreven varme. Kan nedbrydes i varme.
 Vil ikke forekomme.

Farlig polymerisering:

INKOMPATIBILITET: Benzoylchlorid, kaliumhydroxid, brom, carbondisulfid, chromylchlorid, kobber, dibromomalononitril, dimethylsulfat, bly, bariumcarbonat, svovlsyre, salpetersyre, kraftige syrer og stoffer, der reagerer voldsomt med vand.

Farlige nedbrydningsprodukter: Når natriumazid opvarmes til nedbrydning, frigør det nitrogengas og natrium, som er eksplosiv.

MULIGHED FOR FARLIGE REAKTIONER: Affaldsvæsker skal skylles med store mængder vand for at undgå ophobning af potentielt eksplosive forbindelser i laboratoriets rørledninger.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

AKUTTE VIRKNINGER: Stoffet irriterer øjne, hud og luftveje. Eksposering over grænseværdier for erhvervsmæssig eksposering kan påvirke nervesystemet. Glycin er en ikke-essentiell aminosyre, som er relativt ugiftig. Ekstremt høje partikelkoncentrationer kan forårsage hoste og øjenirritation. Hvis der indtages store mængder, kan der opstå kvalme.

Kroniske virkninger: Ingen information fundet.

ANFØRTE CARCINOGENER: **Anførte carcinogener:** Ingen komponenter, blandinger eller bestanddele er blevet klassificeret som et carcinogen af NTP (det nationale toksicitetsprogram), IARC (det Internationale agentur for kræftforskning), TLV-CAR (tærskelgrænseværdi fastsat af ACGIH), OSHA (Occupational Health and Safety Administration, det amerikanske arbejdsministerium), US Department of Labor) eller 2008/1272/EF (EC CLP).

12. ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

Ingen tilgængelige data.

SE SIKKERHEDSDATABLADET

SIDE 4 AF 4

13. OVERVEJELSER VED BORTSKAFFELSE

BORTSKAFFELSE AF AFFALD Bortskaffelse skal ske ved på godkendte faciliteter for bortskaffelse af affald og i overensstemmelse med gældende føderale, statslige og lokale regeringsbestemmelser. Kontakt distriktschefen hos Miljøstyrelsen og/eller statsmyndigheder for passende krav.

14. OPLYSNINGER OM TRANSPORT

DOT korrekt forsendelsesnavn: Ikke relevant	FAREKLASSE: Ikke relevant	ID-NR. Ikke relevant	PAKKEGRUPPE: Ikke relevant
---	------------------------------	-------------------------	-------------------------------

15. LOVGIVENDE OPLYSNINGER

TSCA: Alle komponenter i dette produkt er opført på TSCA Inventory.	SARA Titel III:	Afsnit 302: Ingen
CERCLA-rapporteringspligtig mængde: Ingen		Afsnit 312: Ingen
Ændringer til ren luft – Farlige luftforureningsstoffer (HAPS): Ingen		Afsnit 313: Ingen
Staten Californiens erklæring 65: Ingen		

CANADA: Disse produkter er blevet klassificeret i overensstemmelse med farekriterierne i bestemmelserne for kontrollerede produkter, og dette sikkerhedsblad indeholder alle oplysninger, der er påkrævet af bestemmelserne for kontrollerede produkter.

EUROPÆISK FÆLLESSKAB (EF): Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i forordning EF nr. 1272/2008, 67/548/EØF og 1999/45/EF

16. ANDRE OPLYSNINGER

Disse produkters (dråbepipetter) emballage kan indeholde tørret naturgummi.

Oplysningerne heri er baseret på data, der anses som nøjagtige, og som tilbydes uden beregning. Der gives ingen udtrykkelig eller underforstået garanti vedrørende nøjagtigheden af disse data. Erstatningsansvar frasiges udtrykkeligt for tab eller personskade, der opstår fra brugen af disse oplysninger eller brugen af nogen udpegede materialer.

REVISIONSDATO: 11. januar 2023