

SIKKERHEDSDATABLAD

SIDE 1 AF 4

1. IDENTIFIKATION

Dette sikkerhedsdatablad gælder for følgende produkter:

PRODUCENT:

Immucor, Inc.

3130 Gateway Drive

Norcross, GA 30071

Producentens telefonnummer: 855-466-8267 (USA og Canada)
770-441-2051

Telefonnummer i nødstilfælde: 855-466-8267 (USA og Canada)

AUTORISERET REPRÆSENTANT (Europa):

Immucor Medizinische Diagnostik GmbH

Robert-Bosch-Strasse 32

63303 Dreieich

Tyskland

Autoriseret rep. telefon: +49 6103 8056-0

Telefonnummer i nødstilfælde: +49 6103 8056-0

Produktnavn	Produkt kode	Størrelse
Capture-P Ready-Screen	0066247	1 plade
Capture-P*	0066246	1 plade
Capture-P*	0066251	5 plade
Capture-R Ready-Screen (I & II)	0006439	1 plade
Capture-R Ready-Screen (I & II)	0006440	5 plade
Capture-R Ready-Screen (I & II)	0066207	1 plade
Capture-R Ready-Screen (I & II)	0066217	5 plade
Capture-R Ready-Screen (I & II)	0066202	1 plade
Capture-R Ready-Screen (I & II)	0066212	5 plade
Capture-R Ready-Screen (Pooled)	0006433	1 plade
Capture-R Ready-Screen (Pooled)	0006436	5 plade
Capture-R Ready-Screen (Pooled Cells)	0066203	1 plade
Capture-R Ready-Screen (Pooled Cells)	0066213	5 plade
Capture-R Ready-Screen (3)	0066803	1 plade
Capture-R Ready-Screen (3)	0066813	5 plade
Capture-R Ready-Screen (Pooled Cells)	0066253	1 plade
Capture-R Ready-Screen (3)	0066816	5 plade
Capture-CMV Test Wells*	0066206	1 plade

Produktnavn	Produkt kode	Størrelse
Capture-R Ready-Screen (3)	0066804	1 plade
Capture-R Ready-Screen (3)	0066814	5 plade
Capture-R Ready-Screen (3)	0066805	1 plade
Capture-R Ready-Screen (3)	0066815	5 plade
Capture-R Ready-Screen (4)	0066802	1 plade
Capture-R Ready-Screen (4)	0066812	5 plade
Capture-R Ready-ID	0066204	1 plade
Capture-R Ready-ID	0066214	5 plade
Capture-R Ready-ID Extend I	0006454	1 plade
Capture-R Ready-ID Extend I	0006455	5 plade
Capture-R Ready-ID Extend II	0006456	1 plade
Capture-R Ready-ID Extend II	0006457	5 plade
Capture- R Select*	0006445	1 plade
Capture- R Select*	0006446	5 plade
CMT-plader*	0089000	40 plade
Capture-R Ready-Screen (Pooled Cells)	0066254	5 plade
Automatiseret C3d-plade*	0066260	5 plade
Capture-CMV Test Wells*	0066210	5 plade

* Henvisninger til menneskeblod i afsnit 11-TOKSIKOLOGISK INFORMATION gælder ikke for disse produkter.

Specifik brug: Beregnet til til påvisning og identifikation af visse egenskaber for celle- og serumkomponenter i blod inden transfusion.

2. FAREIDENTIFIKATION

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [GHS/CLP] og 29 CFR 1910.1200 [OSHA].

GHS-klassificering

Ikke et farligt stof eller en farlig blanding.

Etiketelementer

Ikke et farligt stof eller en farlig blanding.

Andre farer

Ingen kendte.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INGREDIENSER

INGREDIENSER

Bovint albumin

Dextrose

CAS-NUMMER

9048-46-8

50-99-7

KONCENTRATION

1-10 %

1-5 %

SIKKERHEDSDATABLAD

SIDE 2 AF 4

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING: Søg straks frisk luft. Hvis personen ikke trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis personen har svært ved at trække vejret, gives ilt. Søg straks læge.

INDTAGELSE: Hvis produktet indtages, skal man skylle munden med vand og søge lægehjælp.

ØJENKONTAKT: Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter, og søg læge.

HUDKONTAKT: Tør det udsatte område, og skyl med rigelige mængder vand og sæbe i 15 minutter. Hvis der opstår hudirritation eller sensibilisering, skal du straks kontakte en læge. Vask kontamineret tøj, før det bruges igen.

5. BRANDBEKÆMPELSE

FLAMMEPUNKT: Ikke relevant.

SLUKNINGSMIDLER: Brug passende brandslukningsmidler til omgivende brand: tørkemikalie, kuldioxid, vandspray eller almindeligt skum.

SÆRLIGE BRANDSLUKNINGSPROCEDURER: Bær passende, personlige værnemidler. Bekæmp kun brande, hvis du er korrekt uddannet til at gøre det. Flyt beholdere fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vand til at holde beholdere kølige. Dæmningsvand til brandslukning.

USÆDVANLIGE FARER: Undgå at indånde dampe eller støv. Bliv et sted modsat vindretningen.

6. FORHOLDSREGLER VED UTILSIGTET UDSLIP

FORHOLDSREGLER, DER SKAL TRÆFFES I TILFÆLDE AF, AT MATERIALE FRIGIVES ELLER SPILDES: Der skal bæres personlige værnemidler. Indsaml materialet, og læg det brugte absorberende materiale i godkendte beholdere til senere bortskaffelse. Dekontaminer området med et godkendt desinfektionsmiddel. Tør området, til det er rent og tørt.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING

HÅNTERING: Der må ikke indtages mad- og drikkevarer, anvendes tobaksprodukter eller lægges makeup i områder, hvor kemikalier opbevares eller håndteres.

OPBEVARING: Opbevares væk fra uforenelige stoffer. Opbevares i tæt lukkede beholdere. Undgå kontakt med åbne sår og kropsvæsker. Vask hænderne grundigt efter håndtering, og inden du spiser, drikker eller ryger. Overhold føderale, statslige og lokale bestemmelser.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

ØJENBESKYTTELSE: Brug kemikaliesikre sikkerhedsbriller og/eller fuld ansigtsskærm, hvor der er mulighed for sprøjt fra opløsninger. Hav en øjenbruser og øjenskylleudstyr i arbejdsområdet.

BEKLÆDNING/HANDSKER: Tøj som f.eks. kapper, forklæder eller kitler skal bruges, når der arbejdes med dette materiale. Der skal bæres beskyttelseshandsker ved håndtering af materialer og/eller overflader, som er potentielt smitsomme.

HOVED-/FODBESKYTTELSE: Hætter, operationshuer, støvler og skoovertræk skal bruges i områder med betydelige mængder smittefarlige materialer.

ÅNDEDRÆTSVÆRN: Et NIOSH/MSHA-godkendt åndedrætsværn skal bruges, når luftbårne eksponeringer kan overstige OSHA/ACGIH-eksponeringsgrænserne.

VENTILATION: Sørg for tilstrækkelig mekanisk (generel og/eller lokal udsugning) ventilation for at holde eksponering under acceptable luftkoncentrationer.

BEMÆRK: Generel god laboratoriepraksis og universelle håndteringsprocedurer anbefales.

<u>INGREDIENSER</u>	<u>CAS-NUMMER</u>	<u>KONCENTRATION</u>	<u>OSHA PEL-TWA</u>	<u>ACGIH-TWA TLV</u>	<u>ACGIH-STEL/CEIL(C)</u>
Bovint albumin	9048-46-8	1-10 %	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Dextrose	50-99-7	1-5 %	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

SIKKERHEDSDATABLAD

SIDE 3 AF 4

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

KOGEPUKKT:	Ikke relevant	MASSEFYLDE:	1 (H ₂ O = 1)	pH: 6-8
SMELTEPUKKT:	Ikke relevant	% FLYGTIG EFTER VÆGT:	Ikke relevant	
DAMPTRYK:	Ikke relevant	FORDAMPNINGSHASTIGHED:	Ikke relevant	
DAMPTÆTHED:	Ikke relevant (Luft = 1)	OPLØSELIGHED I VAND:	Ikke relevant	
FLYGTIGE ORGANISKE FORBINDELSER (VOC):	0 lbs/gal (EPA Ref. Metoder 24)			
UDSEENDE/LUGT:	Halvfast; Ingen lugt			
ESTIMEREDE EKSPLOSIONSGRÆNSER (volumenprocent i luft):	LEL (nedre eksplotionsgrænse): Ikke relevant			
	UEL (øvre eksplotionsgrænse): Ikke relevant			

BEMÆRK: Følgende fysiske og kemiske egenskaber har ingen tilgængelige data: Lugttærskel; Smeltepunkt/frysepunkt; Antændelighed (fast stof, gas); Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand; Servantændelsestemperatur; Nedbrydningstemperatur; og Viskositet.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET:	Stabil.	FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS:	Ingen fastlagt.
FARLIG POLYMERISATION:	Vil ikke forekomme.		
INKOMPATIBILITET:	Ingen kendte.		
FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER:	Ingen kendte.		

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

AKUTTE VIRKNINGER: Dette produkt er fremstillet af menneskeblod og må derfor anses for at kunne overføre sygdomme. Kan forårsage øjenirritation. Kan være skadeligt ved indånding, indtagelse eller hudabsorption. Kan forårsage hudirritation.

KRONISKE VIRKNINGER: Ingen information fundet.

LISTEDE KRÆFTFREMKALENDE STOFFER: Ingen komponenter, blandinger eller bestanddele er blevet klassificeret som et carcinogen af NTP (det nationale toksicitetsprogram), IARC (det Internationale agentur for kræftforskning), TLV-CAR (tærskelgrænseværdi fastsat af ACGIH), OSHA (Occupational Health and Safety Administration (det amerikanske arbejdsministerie) eller 2008/1272/EF (EC CLP).

12. ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

Ingen tilgængelige data.

13. OVERVEJELSER VED BORTSKAFFELSE

BORTSKAFFELSE AF AFFALD: Bortskaffelse skal ske på et godkendt affaldsdeponeringsanlæg og i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser i forbundsstaten, staten og lokal lovgivning. Kontakt Miljøstyrelsens distriktsdirektør og/eller det statslige myndighedsorgan for relevante krav.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

DOT KORREKT FORSENDELSESNAVN:	FAREKLASSE:	ID-NR.:	PAKNINGSGRUPPE:
Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant

SIKKERHEDSDATABLAD

SIDE 4 AF 4

15. LOVMÆSSIGE OPLYSNINGER

TSCA:	Alle komponenter i dette produkt er inkluderet i TSCA-opgørelsen	SARA Titel III:	Afsnit 302: Ingen
CERCLA-RAPPORTERINGSPLIGTIG MÆNGDE:	Ingen		Afsnit 312: Ingen
ÆNDRINGER I REN LUFT - FARLIGE LUFTFORURENENDE			Afsnit 313: Ingen
STOFFER (HAPS):	Ingen		
STATEN CALIFORNIENS ERKLÆRING 65:	Ingen		

CANADA: Disse produkter er blevet klassificeret i overensstemmelse med farekriterierne i bestemmelserne for kontrollerede produkter, og dette sikkerhedsblad indeholder alle oplysninger, der er påkrævet af bestemmelserne for kontrollerede produkter.

EUROPÆISK FÆLLESSKAB (EF): Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1272/2008, 67/548/EØF og 1999/45/EF.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Oplysningerne heri er baseret på data, der anses som nøjagtige, og som tilbydes uden beregning. Der gives ingen udtrykkelig eller underforstået garanti vedrørende nøjagtigheden af disse data. Erstatningsansvar frasiges udtrykkeligt for tab eller personskaade, der opstår fra brugen af disse oplysninger eller brugen af nogen udpegede materialer.